



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Venenfilter



Hockeystick voor katheterinbreng

Deze simpele venenlifter vereenvoudigt het inbrengen van katheters in kleine bloedvaten. Hij houdt het bloedvat open terwijl de ingekorte katheter wordt ingebracht. De tapse tip van de venenlifter wordt ingebracht in een incisie die wordt gemaakt met een microschaar of naald. Door de katheter in de gegroefde onderkant van de venenlifter te plaatsen glijdt hij vlot in het bloedvat. Vervolgens wordt de venenlifter verwijderd en de katheter in de gewenste positie geschoven.



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be