



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Tuyaux en PVC / silicone



Code de commande / Caractéristiques

BPVC-T30	Tuyau en PVC de qualité médicale ; diam. int. 0,025 " (0,64 mm) x diam. ext. 0,035 " (0,89 mm); non stérile/vendu par 30,5 m
BPVC-T35	Tuyau en PVC de qualité médicale ; diam. int. 0,030 " (0,76 mm) x diam. ext. 0,047 " (1,19 mm); non stérile/vendu par 30,5 m
BPVC-T077	Tuyau en PVC de qualité médicale ; diam. int. 0,027 " (0,69 mm) x diam. ext. 0,077 " (1,96 mm); non stérile/vendu par 30,5 m

Tandis que les tuyaux en PVC (chlorure de polyvinyle) étaient historiquement utilisés pour les applications intravasculaires, ils ont à présent été presque complètement remplacés par le silicone et le polyuréthane pour ce type d'usage. Cependant, pour une utilisation ponctuelle sous certaines conditions, le PVC peut être satisfaisant pour un positionnement intravasculaire. Les tuyaux en PVC sont généralement utilisés pour les applications de perfusion et d'accès sur les parties externes (non implantées) d'un circuit de fluide

BTSIL-T025	Tuyau en silicone de qualité médicale ; diam. int. 0,012 " (0,30 mm) x diam. ext. 0,025 " (0,64 mm); non stérile/vendu par 15,2 m
BTSIL-T037	Tuyau en silicone de qualité médicale ; diam. int. 0,020 " (0,51 mm) x diam. ext. 0,037 " (0,94 mm); non stérile/vendu par 15,2 m
BTSIL-T047	Tuyau en silicone de qualité médicale ; diam. int. 0,025 " (0,51 mm) x diam. ext. 0,047 " (0,94 mm); non stérile/vendu par 15,2 m
BTSIL-T065	Tuyau en silicone de qualité médicale ; diam. int. 0,030 " (0,76 mm) x diam. ext. 0,065 " (1,65 mm) ; non stérile/vendu par 15,2 m
BTSIL-T085	Tuyau en silicone de qualité médicale ; diam. int. 0,040 " (1,02 mm) x diam. ext. 0,080 " (2,03 mm); non stérile/vendu par 15,2 m

Cette gamme de tuyaux en silicone est extrudée à partir de Silastic® de Dow Corning. Ce tuyau transparent et durci au platine est un classique de l'industrie parmi les chercheurs en laboratoire depuis des années. Stérilisation à l'aide de gaz d'ETO ou par vapeur/autoclave



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be