



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Gas Anesthesia Mask



Bij experimenten met een stereotact zijn anesthetica vereist, dus wordt in combinatie met het anesthesietoestel een anesthesiemasker gebruikt zodat de onderzoeker niet wordt blootgesteld aan anesthesiegas. Die combinatie zorgt ervoor dat de muis of rat tijdens de anesthesie en de operatie precies en secuur wordt gepositioneerd. Het masker wordt in de adaptor geïnstalleerd, met de opening van de kap in de richting van de U-opening.

Bestelnummer	Productinformatie
68U601	Anesthesiemasker muis
68U602	Anesthesiemasker rat



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be