



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

68U104 AP-Microdriver (50 μ m)



Deze microdriver kan nauwkeurig worden afgesteld in een bereik van 25 mm met stappen van 50 μ m. Het maakt het bewegen van manipulatoren nauwkeuriger op de rail van MRI-compatibele/grote dieren of op de rail gemonteerde stereotaxische instrumenten.



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be