



Connecteurs PEEK pour cathéter "sans chambre implantable métallique"



Caractéristiques

Pour l'IRM et d'autres applications pour lesquelles le métal est contrindiqué, les connecteurs PEEK offrent une alternative aux connecteurs en acier inoxydable sur les dispositifs d'accès vasculaire. Un connecteur PEEK pour cathéter s'attache sur n'importe laquelle de nos chambres implantables en polysulfone ; ClearPort-P, Phantom, GPV, SLA ou ROP forment ainsi une chambre implantable sûre pour les applications de résonance magnétique. Le connecteur PEEK est fabriqué dans un thermoplastique léger et biocompatible utilisé dans les implants médicaux.