

Gants de manipulation d' animaux (Grands animaux)



Caractéristiques

Un système de protection intégré et complet pour les manipulateurs d'animaux et leurs sujets. Afin de protéger le personnel pendant la manipulation des animaux, Lomir fabrique une gamme complète d'équipements de manipulation conçus et manufacturés pour assurer flexibilité, confort et sécurité pendant de longues périodes d'utilisation.

Aucune autre entreprise ne propose une telle gamme de tailles : Small, Medium, Large et X-Large. Disponibles par paires ou gants uniques.

- Gants à manchettes en cuir À cinq doigts, manchette sur toute la longueur. Partie gant fabriquée en 100 % cuir de vache ; manchettes jusqu'au coude fabriquées en cuir fleur refendue de bovin. Fabrication robuste avec coutures internes d'un bout à l'autre pour une protection et une durabilité optimales. Doublure en Kevlar pour la sécurité tout en maintenant la dextérité manuelle. Disponibles dans deux longueurs de manchettes.
- Renforts en cuir Pour un niveau de protection maximum, un renfort 100 % cuir de vache est disponible avec des boutons-pression à usage intensif pour la fixation par-dessus les gants à manchettes de manipulation. Fermeture complète au niveau du pouce et de l'index.
- Protections de bras en Kevlar® Protections de bras fabriquées en 100 % fines mailles de Kevlar® avec renforcements cousus. Conçues pour être portées seules ou en dessous d'une paire de gants de manipulation d'animaux.

Information de commande

Gants à manchettes en cuir







	Taille	Code de commande
	Small	HG01S
	Medium	HG01M
	Large	HG01L
	Extra Large	HG01X
Avec Kevlar	Small	HG02S
	Medium	HG02M
	Large	HG02L
	X-Large	HG02X
	XX-Large	HG022X
	XXX-Large	HG023X
Protection dcode2utf('39',0)appoint		
	Taille	Code de commande
	Small	HG03S
	Small Medium	HG03S HG03M
	Medium	HG03M
	Medium Large	HG03M HG03L
	Medium Large Extra Large	HG03M HG03L HG03X
	Medium Large Extra Large	HG03M HG03L HG03X HG03XX
	Medium Large Extra Large XX-Large	HG03M HG03L HG03X HG03XX
	Medium Large Extra Large XX-Large Protections de bra	HG03M HG03L HG03X HG03XX