




CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Afnamepoort voor CSF



Eigenschappen

Voor de monstername van hersenvloeistof (CSF) bij grote dieren gebruikt u de MIN-CSF-SAM, een gespecialiseerd systeem met een subcutane geleidingscanule waarin via het poortseptum een gewone spinale naald wordt ingebracht.

Het bovenstaande diagram toont de plaatsing van het toestel in de schedel. Daarvoor wordt geleidercanule stereotactisch op de juiste locatie t.o.v. de CSF geplaatst.



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be