




CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Chambre implantable d'échantillonnage de LCS



Caractéristiques

Pour l'échantillonnage de LCS chez les grands animaux, utilisez le MIN-CSF-SAM, une chambre implantable spécialisée qui présente une canule de guidage sous-cutanée à laquelle on accède via le septum de la chambre implantable au moyen d'une aiguille spinale standard.

Le schéma ci-dessus présente le positionnement crânien du dispositif, qui est réalisé avec une technique stéréotaxique afin d'orienter la canule de guidage vers la zone de LCS appropriée.



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be