



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

68U398 IJkinstrument A/P-nulpunt



Dit toestel voor het bepalen van het A/P-nulpunt kan worden gebruikt om elektroden te positioneren op de stereotact voor grote dieren. Het omvat een 255 mm lange A/P-rail, met een schaalverdeling van +100 mm~ en een nauwkeurigheid van 1 mm. De rail is gemonteerd op een aluminium plaat (255x128 mm), waarop ook een kleine cilinder staat, uitgelijnd met het nulpunt van de rail, dat op zijn beurt afgestemd is op het nulpunt van de oorstaven en de rail op de stereotact. In combinatie met de 2D-manipulator en de A/P-rail, kan met dit instrument een elektrode als nulpunt worden ingesteld in een driedimensionaal coördinatensysteem.



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be