



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

SwirlPort (Poort met bolvormige kamer en optioneel rooster)



Specificaties

Model	SWIRL-MAX	SWIRL-MID	SWIRL-GRID
Formaat & materiaal	large, titanium	medium, titanium	large, titanium
Diersoorten	honden, grote onderzoeksdieren	konijnen, katten, niet-menselijke primaten	niet-menselijke primaten, honden
Gewicht	9 g	5 g	9 g
Inhoud	0,51 cc	0,18 cc	0,51 cc
Hoogte	1,3 cm	1,0 cm	1,3 cm
Opening septum	1,5 x 1,1 cm	1,0 x 0,8 cm	1,5 x 1,1 cm
Voetafdruk	2,5 cm	1,8 cm	2,5 cm
Oppervlakte SweetSpot	n.v.t.	n.v.t.	0,6 x 0,4 cm
Katheterconfiguratie	De SwirlPort poorten kunnen worden besteld met een vooraf bevestigde of een bevestigbare katheter (AC, die bevestigd wordt tijdens de ingreep)		
Kathetermaterialen	De SwirlPort modellen kunnen worden besteld met een katheter van 3-9 Ch uit silicone, polyurethaa, Intisil (silicone met ronde tip) of Hydrocoat (polyurethaan met Hydromer-coating en ronde tip). Om complicaties te minimaliseren dient de kleinst mogelijke diameter te worden gebruikt.		
Afkortingen kathetermaterialen	H - Polyurethaan katheter met Hydromer-coating en ronde tip I - Intisil silicone katheter met ronde tip PR - Polyurethaan katheter met ronde tip		

Eigenschappen

Voorkomt afzetting, vermindert huidnecrose

- Optioneel roestvrijstalen roostertje (GridLock)
Om de naalden te fixeren bij infusie
- Optionele SweetSpot zonder rooster
Voor vlotte monsternamen



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

- Bolvormig kamerdesign
Voor een completere spoeling
- Afgerond poortoppervlak
Om huidnecrose te verminderen

Septum met afgerond design / kamer met bolvormig design

- Groter convex septum, gemakkelijkere vinden
- Afgerond oppervlak: verminderthuidnecrose
- Geen dode ruimte of hoeken: completere spoeling
- Minimaliseert afzetting, occlusies en infecties



Bestelinformatie

Vermeld het catalogusnummer voor het model van de SwirlPort (SP-Max, SPMid, SP-Grid) en de katheterconfiguratie (vooraf bevestigd of bevestigbaar), de Franse maat, het materiaal en de tipconfiguratie die vereist zijn. Bijvoorbeeld: het catalogusnummer voor een grote SwirlPort met een silicone katheter van 5 Ch met afgeronde tip die tijdens de ingreep wordt bevestigd, is SP-MidAC-5IS. (SP-Mid: middelgrote SwirlPort, AC: bevestigbare katheter, 5IS: ronde tip/Intisil silicone katheter van 5 Ch)

De katheters worden op verzoek voorzien van retentieringen. Ze zijn 24"/60 cm lang, tenzij anders opgegeven. Informatie over de materialen en modificaties van de katheters vindt u verder in deze catalogus.

admin@carfil.be



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be