




CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Conisch masker



Dit conische masker kan gemakkelijk worden bevestigd aan het platform, waarna de neus van het dier tijdens het experiment enkel in de opening van het masker hoeft te worden geplaatst. De positie van het dier kan flexibel worden gewijzigd, zodat het bv. plat of neer kan liggen zonder het onderzoek te beïnvloeden. Verkrijgbaar in formaten voor zowel muizen als ratten.

Bestelnummer	Productinformatie
68U614	Conisch masker rat
68U618	Conisch masker muis



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be