



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Warmhoudapparaat Control Unit-02/CU-02



Bedieningseenheid 02

De warmhoudapparaten van UNO zijn specifiek ontworpen voor gebruik met kleine onderzoeksdieren, zoals muizen en ratten, tijdens de anesthesie.

Bedieningseenheid 02 heeft 2 connectorstopcontacten voor een van de verwarmings-elementen en/of de temperatuursonde hieronder. De temperatuurstellingen van de Bedieningseenheid gaan van 28°C tot 42°C. De aangesloten verwarmingselementen warmen op totdat de temperatuur op de Bedieningseenheid is bereikt. Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, houdt de Bedieningseenheid ze op peil.

Bij Bedieningseenheid 02 is er geen interactie tussen de temperatuursonde (gemeten rectale temperatuur van het dier) en het verwarmingstoestel (ingestelde temperatuur).

Bestelnummer

Bestelnummer	
180000122	Bedieningseenheid 02
180000028	Platte warmhoudplaat / 34,5 x 23 cm
180000128	Platte warmhoudplaat / 18,5 x 11 cm
180000027	Concave warmhoudplaat
180000029	Warmhoudplaat met staart
180000066	Temperatuursonde - muis
180000026	Temperatuursond - rat



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be