



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Rodent (Polysulfone or Silicone Vascular Access Ports)



Specificaties

Model	RAT-O-PORT ROP-AC/ROP	MOUSEPORT Pennyport
Formaat & materiaal	kunststof	silicone
Diersoorten	ratten van elke grootte	muizen van elke grootte
Gewicht	1,5 g	1 g
Inhoud	0,11 cc	100 µl
Hoogte	0,9 cm	0,7 cm
Opening septum	0,8 cm	1,2 x 0,4 cm - 180° aanprikbaar
Voetafdruk	1,7 cm	2 x 1,1 cm
Katheterconfiguratie	De Rat-O-Port/ROP poorten zijn bestelbaar met een vooraf bevestigde of een bevestigbare katheter (AC, die bevestigd wordt tijdens de ingreep)	
Kathetermaterialen	De Rat-O-Port/ROP modellen kunnen worden besteld met een katheter van 2-5 Ch uit silicone, polyurethaan, Intisil (silicone met ronde tip) of Hydrocoat (polyurethaan met Hydromer-coating en ronde tip). Om complicaties te minimaliseren dient de kleinst mogelijke diameter te worden gebruikt.	
Afkortingen kathetermaterialen	H - Polyurethaan katheter met Hydromer-coating en ronde tip I - Intisil silicone katheter met ronde tip PR - Polyurethaan katheter met ronde tip	

Eigenschappen

De MousePort is Enkel verkrijgbaar met bevestigde silicone katheter van 1-4 Ch

Rat-O-Port



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

-Vermindert de stress bij dieren tijdens experimenten

Laag profiel en laag gewicht

minder gevallen van huidnecrose

Gemakkelijk te palperen septum met ring

vlotte toegang bij het inbrengen van de naald

Ideaal voor langdurig gebruik

getest op 350 perforaties met een 24G-huber

Voorkomt herhaalde venapunctie

verbeterd dierenwelzijn



MousePort - Pennyport

-Vermijdt herhaaldelijke katheterisatie van de staartader

Laag profiel

klein formaat en laag gewicht

Biocompatibele ovale vorm

eenvoudige inbreng van de poort in zelfs de kleinste muis

Klein dood volume

minder infuusvloeistof nodig

Uniek septum dat over 180° aanprikbaar is

beschermd door een roestvrijstalen naaldbeschermer

Ideaal voor inbreng in venen en het peritoneum

getest op 150 perforaties met een 25G-huber

Bestelinformatie

Vermeld het catalogusnummer voor het model (ROP/MMP) en de katheterconfiguratie (vooraf bevestigd of bevestigbaar), het kathetermateriaal en de tipconfiguratie die vereist zijn. Bijvoorbeeld: het catalogusnummer voor een Rat-O-Port met een polyurethaan katheter van 3,5 Ch en een afgeronde tip die tijdens de ingreep wordt bevestigd, is ROPAC-3.5PR. Het catalogusnummer voor een MousePort met een bevestigde silicone katheter van 2 Ch is MMP-2S.. admin@carfil.be

De katheters worden op verzoek voorzien van retentieringen en zijn 6"/15 cm lang tenzij anders opgegeven



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be