



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Speciale gastro-intestinale katheters



Eigenschappen

	Gesloten tip, sleufventiel	Terugslagventiel	Zijogen/open tip
Materiaal	Silicone/Dacron® gaas	Silicone/Dacron®	Silicone/Dacron® gaas
Katheterlengte	60 cm	60 cm	60 cm
Kathetermaat	5, 7 of 9 Ch	5, 7 of 9 Ch	5, 7 of 9 Ch
Positie vna de schijf	5 cm vanaf de tip	2 cm vanaf de tip bij 5 Ch, 5 cm vanaf de tip bij 7/9 Ch	5 cm vanaf de tip
Dacron® schrijfformaat	7 mm bij 5 Ch 15 mm bij 7/9 Ch	7 mm bij 5 Ch 15 mm bij 7/9 Ch	7 mm bij 5 Ch 15 mm bij 7/9 Ch
Cat. nr.	5 Ch: 5IGSS 7 Ch: 7IGSS 9 Ch: 9IGSS	5 Ch: 5IGBS 7 Ch: 7IGBS 9 Ch: 9IGBS	5Ch: 5IGOS 7Ch: 7IGOS 9 Ch: 9IGOS
	Het sleufventiel laat infusie, maar geen aspiratie toe. Vermindert occlusie: sleuven blijven gesloten totdat positieve infusiedruk wordt uitgeoefend. Gesloten tip voorkomt opname van de darminhoud.	Uniek terugslagventiel voorkomt occlusie van de tip. Het ventiel blijft gelsoten totdat er een positieve infusiedruk wordt uitgeoefend op de vascular access port of de externe lueraansluiting.	Dankzij de vele perfusieogen kan er een grote oppervlak worden geperfundeed. Dit design is ook verkrijgbaar met een gelsoten tip.

Bestelinformatie



Om een intestinale katheter voor een vascular access port te vragen, gebruikt u de bovenstaande catalogusnummers voor de gastro-intestinale katheter en die voor de kathetermaat en het poortmodel van uw keuze.

Bijvoorbeeld: Het catalogusnummer CP4AC-7IGSS verwijst naar een middelgrote titanium ClearPort met een silicone 7Ch-katheter met gesloten



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

tip en sleufventiel. Het catalogusnummer 9IGBS verwijst naar een silicone katheter van 9 Ch met een terugslagventiel zonder poort.

Het terugslagventiel blijft gesloten totdat er positieve druk wordt uitgeoefend op de katheter. Dit ventiel voorkomt de aspiratie van de darminhoud in het katheterlumen.

De maagkatheter met open tip en perfusieogen in de zijkant minimaliseert complicaties als gevolg van katheterocclusie door een groter oppervlak te bieden voor perfusie.



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be