




CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Solution de remplissage antimicrobienne



TCS Fourniture de contrôle perméabilité et d' infection

Semblable à aucun autre produit disponible aujourd'hui, le TCS, une solution de remplissage de cathéter, combine deux ingrédients actifs vitaux pour la gestion efficace des cathéters à accès vasculaire, la taurolidine et le citrate. Lorsque le TCS est instillé dans les lumières du dispositif, leurs canaux d'écoulement interne deviennent résistants à la formation de caillots et hostiles à la croissance bactérienne et fongique.

Le TCS n'est pas toxique et n'a pas d'effets systémiques connus.

La taurolidine, un agent antimicrobien, favorise la perméabilité du cathéter en empêchant la formation de biofilm, tandis que le citrate agit comme un anticoagulant.

Caractéristiques

Le composant TAUROLIDINE

A une activité antimicrobienne à large spectre contre les bactéries aérobies et anaérobies à Gram positif et à Gram négatif, ainsi que contre les levures et les champignons.

Interagit avec les composants des parois cellulaires microbiennes, aboutissant à des blessures irréparables

Empêche le développement de biofilm et par conséquent la colonisation bactérienne et fongique, diminuant le risque d'infection

N'induit pas le développement de microbes résistants



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Le composant CITRATE

Forme un complexe avec le calcium, interrompant la cascade normale de coagulation, le précipitant sous une forme inutilisable.

Inhibe la coagulation sanguine sans effet systémique

Taurolidine-Citrate *La solution efficace pour le remplissage des cathéters*

- Le TCS est efficace dans la prévention des infections et des occlusions associées au cathéter chez toutes les espèces de laboratoire, des rongeurs aux primates non humains.
- Le TCS possède un profil de sécurité favorable. Il n'est pas toxique et n'a pas d'effet topique ou systémique connu.
- Aucun développement de résistance au TCS n'a été signalé.

Informations de commande

Le TCS est conditionné en boîtes de 10 flacons. Chaque flacon contient 7 ml de Taurolidine-citrate en solution.



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be