




CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Dacron SkinButton: optie voor uitgangslaatsen



Eigenschappen

De Dacron® Mesh SkinButton kan worden gebruikt als alternatief voor een harnas of een jas bij knaagdieren met een uitwendige katheter. Deze wegwerpknoppen zijn perfect voor langetermijnonderzoek, aangezien het gaas in het subcutane weefsel ingroeit en zo stabiliteit biedt. De katheter komt door het buisje naar buiten en kan op een tuier worden aangesloten.



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be