



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Chambre implantable PortHold



Caractéristiques

PortHold™ réduit le risque de délogement accidentel de l'aiguille des chambres implantées. La chambre implantable présente une plaque en titane sous le septum avec des orifices qui sont légèrement plus grands que les aiguilles utilisées pour y accéder. La plaque maintient l'aiguille et l'empêche d'être délogée en raison des tractions normales qui ont lieu durant l'étude avec l'animal. Les chambres implantables PortHold sont disponibles dans deux tailles : MID (pour lapins, chiens et grands primates non humains) et MIN (pour primates non humains plus petits). Compatible avec des cathéters de 3 à 7 CH. Utilisez uniquement des sets à aiguille en pointe de crayon pour accéder à ces chambres implantables.

Spécifications

	HMIN	HMID
Matériau du corps	Titane	Acier inoxydable
Hauteur	7,0 mm	10,0 mm
Poids	3 gr	6,9 gr
Volume mort*	0,13 ml	0,38 ml
Tailles de cathéter	3-7 Ch	3-7 Ch
Stérilisation	EtO	EtO
Type d'aiguille	Huber ou pointe de crayon	Huber ou pointe de crayon
Applications		
LCS ou volume extrêmement réduit		
Souris		
Rat	✓	
Furet	✓	
Lapin		✓



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Primate non humaine (<4 kg)	✓	
Primate non humaine (>4 kg)	✓	✓
Chien (<14 kg)		✓
Chien (>14 kg)		✓
Porc		✓

Tous les dispositifs sont disponibles avec cathéters dans divers matériaux.



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be