




CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

FunnelCath



Eigenschappen

De FunnelCath™ voor muizen is nog een innovatie van Solomon Scientific. De uitdaging bestond erin een heel kleine katheter voor intravasculaire plaatsing bij muizen (en ratten) te ontwikkelen met een manier om die op een infuuspomp te koppelen. De oplossing is de FunnelCath™, een enkele PU-slang die vanaf het proximale uiteinde (aan een aansluiting van 22 G of 25 G) taps toeloopt op een heel kleine intravasculaire distale tip (1,2 Ch of 2 Ch).

Specificaties

	FUFC-C30-10	PUFC-C20-10	PUFC-C30-20
Materiaal	Polyurethaan		
Proximaal uiteinde sluit aan op	22 G	25 G	22 G
Distale buitendiameter (A)	1,2 Ch/ 0,41 mm	1,2 Ch/ 0,41 mm	2 Ch/ 0,51 mm
Distale binnendiameter (B)	0,23 mm	0,23 mm	0,33 mm
Lengte distaal segment (C)	6 cm	6 cm	/
Proximale buitendiameter (D)	1,07 mm	0,89 mm	/
Proximale binnendiameter (E)	0,66 mm	0,46 mm	/
Lengte proximaal segment (F)	50 cm	50 cm	/
Lengte transitiezone (G)	4 cm	4 cm	/
Totale lengte (H)	60 cm	60 cm	60 cm
Stijfheid	Normaal	Normaal	Zacht



PAVAN SERVICE BVBA


Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

**INSTECH
SOLOMON**



© 2011 Solomon Scientific. All Rights Reserved



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be