




CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Plateau Chirurgicale Chauffée et Rotative à 360 degrés / RSP-H30



Caractéristiques

Avec le RSP-H30 et son masque facial intégré, il est possible de repositionner la souris ou le rat à 360°, SANS déplacer tous les tubes du masque facial pour l'alimentation en gaz anesthésique et l'évacuation des gaz (échappement).

- Le RSP-H30 est équipé d'une base statique avec les connexions des tubes ou l'alimentation en gaz anesthésique et l'évacuation des gaz (échappement).
- Le masque facial situé sur la plaque supérieure est spécialement développé pour le RSP-H30. Un masque facial pour souris et un masque facial pour rat sont livrés avec chaque RSP-H30.
- La plaque supérieure peut être tournée de 360° en maintenant l'alimentation en gaz anesthésique et l'évacuation des gaz (échappement) du masque facial.
- En combinaison avec l'unité d'évacuation UNO, le RSP-H30 ne présente aucune fuite !
- Le RSP-H30 est chauffé par l'unité de contrôle UNO - 01 ! Si vous souhaitez également utiliser une sonde de température, le RSP-H30 peut également être connecté à l'unité de contrôle UNO-MS.

Spécifications techniques

Diamètre	ø 300 mm excl poignée
Hauteur	40 mm
Dimensions de la partie chauffée	220 x 135 mm
Connecteur de tube d'alimentation	ø 6 mm
Connecteur de tube d'échappement	ø 22/23 mm conical

Numéro de commande

Bestelnummer



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY

YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

180000230	Plateau Chirurgicale Chauffée et Rotative à 360 degrés / RSP-H30
180002230	Masque Facial pour souris (supplémentaire/remplacement)
180001230	Masque Facial pour rat (supplémentaire/remplacement)
180000123	Unité de contrôle 01
180000124	Unité de contrôle M/S
180000066	Sonde de température - souris
180000026	Sonde de température - rat

